



VariFit™ – NIV maske



Yoğun Bakım • Hasta Önyüzleri



VariFit™ AIRgel® teknolojisi özellikli

VariFit, tek hasta kullanımlı hastane NIV maskesi, hasta konforunu geliştirmek üzere AIRgel® teknoloji kullanılmıştır. Renk kodu dirsekler Bilevel/CPAP için klinisyene uygun ve doğru seçenek sunar tek hatlı solunum sistemi, ya da non-invasif ventilasyon kullanımı çift hatlı solunum sistemi ile. Nefes almaya elverişli hızlı kullanım başlığı ile hastada kolay oturma sağlar hasta konforunu geliştirir.

[Videoyu seyredin](#)

AIRgel® Maksimum konfor, minimum ağırlık
AIRgel® basınç noktalarını ve deri iritasyonunu en aza indirir

Geliştirilmiş Yastık teknolojisi™


Ergonomik yastık teknolojisi formları rahat bir oturma için etkin yerleştirme

Aktif başlık konnektörü™

Güvenilir yerleşim için hastayla birlikte hareket eder

360° döner dirsek

En uygun tüp yerleştirme ve daha kolay hareket imkanı için

**Esnek askı halkası™**

Eşsiz bükülebilir tasarım, üstün stabilite, deriye temas etmeden yerleşme

Delikli Maske (2260000, 2261000, 2262000 ve 2277000)

CPAP veya Bilevel ile kullanım için Anti-asfiksasyon valfli delikli maske seçeneği

Oksijen portu

Tamamlayıcı oksijenin kolaylıkla verilmesini sağlar

Anti-asfiksasyon valfi

Yetersiz solunum durumunda tekrar solumadan korur

Renk kodlu dirsek

Klinisyene doğru seçenek seçiminde yardımcı olur

Kod	Tanım	Renk kodu dirsek	Kutu adedi
Tek hatlı solunum sistemleri ile kullanım için CO₂ portsuz			
2260000	VariFit NIV asfiksasyon valfsiz delikli, küçük yetişkin	○	8
2261000	VariFit NIV asfiksasyon valfsiz delikli, orta yetişkin	○	8
2262000	VariFit NIV asfiksasyon valfsiz delikli, büyük yetişkin	○	8
2277000	VariFit NIV asfiksasyon valfsiz delikli, ekstra büyük yetişkin	○	8
Tek hatlı solunum sistemleri ile kullanım için CO₂ portlu			
2263000	VariFit NIV deliksiz maske anti-asfiksasyon valfli, küçük yetişkin	◐	8
2264000	VariFit NIV deliksiz maske anti-asfiksasyon valfli, orta yetişkin	◐	8
2269000	VariFit NIV deliksiz maske anti-asfiksasyon valfli, büyük yetişkin	◐	8
2278000	VariFit NIV deliksiz maske anti-asfiksasyon valfli, ekstra büyük yetişkin	◐	8
Çift hatlı solunum sistemleri için			
2265000	VariFit NIV deliksiz maske, küçük yetişkin	●	8
2266000	VariFit NIV deliksiz maske, orta yetişkin	●	8
2267000	VariFit NIV deliksiz maske, büyük yetişkin	●	8
2279000	VariFit NIV deliksiz maske, ekstra büyük yetişkin	●	8

[Talebinizi iletin](#)

AIRgel is a registered trademark of Sleepnet Corporation. Flexible Spacebar, Advanced Cushion Technology and Active Headgear Connector are trademarks of Sleepnet Corporation.

Please think before you print

Save energy and paper. If you must print this information sheet please print it double sided.

IS1.41 TR • Issue 6 02.19



Intersurgical Medikal Ürünler Limited, Nida Kule İş Merkezi, Bora Sok.,
Göztepe Merdivenköy Mah., No:1 Kat:7 34732, Kadıköy/İstanbul, Turkey
T: +90 216 468 8828 F: +90 216 357 0232 info@intersurgical.com.tr www.intersurgical.com

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia