



ClearLite™ anestezi yüz maskesi

Gelecek için net bir vizyon 




Anestezi ▪ Anestezi Yüz Maskesi

ClearLite™ anestezi yüz maskesi

Tüm hasta tiplerinin ve boyutlarının klinik gereksinimlerini karşılamak için yedi boyut içeren anestezi yüz maskesi serisi. Neonatal 0 numara ile büyük yetişkin 6 numarayı içeren seridir.

Gelişmiş anatomik tasarıma bağlı olarak, ClearLite maskesi, gereksiz rahatsızlık veya potansiyel travma riskini azaltarak, minimum basınçla üstün sızdırmazlık performansı sunar. Üstün

kavrama ile klinisyene hem anestezi hem de acil durumlarda hastanın optimum manuel ventilasyonu sağlamada yardımcı olacaktır.

ClearLite, PVC içermez ve ftalat içermez, böylece çevre üzerindeki etkiyi büyük ölçüde azaltır. 

Hafif maske

Klinisyen için kullanımda gelişmiş kavrama ve rahatlık sağlar

Anatomik yapı

Farklı yüz tipleri ve boyutları için kusursuz bir uyum sağlar. travma ve sinir hasarı riskini azaltan etkili kavrama elde etmek için gereken minimum basınç

Kristal berraklığında yapısı

Hastanın iyi perfüze olduğunu doğrulamak için mükemmel görünürlük sağlar

Esnek şişmeyen kaf

Rahat ve etkili hafif kavrama sağlar



Güvenli ve gizli bağlantı

Maske ve solunum sistemi arasında kullanılır. ISO 22mm konik bağlantı ISO 5356 ile uyumludur


Azaltılmış maske hacmi

Potansiyel yeniden solunmayı ve yüksek seviyelerde end tidal CO₂ ile ilişkili riskleri azaltır

Renk kodu


Konforlu, esnek conta doğru boyuttaki maskenin hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanmasını sağlamak için renk kodludur

Atık engelleme







Kanca halkasız kullanım 

Düşük çevresel etki

PVC ve ftalat içermez

 tr.intersurgical.com den videoya ulaşabilirsiniz



Kod	Kod halkasız	Tanımı	Kutu adedi
 7296000	7296001	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 6, ekstra büyük yetişkin, kırmızı, 22F	20 
 7295000	7295001	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 5, büyük yetişkin, turuncu, 22F	35 
 7294000	7294001	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 4, yetişkin, yeşil, 22F	35 
 7293000	7293001	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 3, küçük yetişkin, sarı, 22F	35 
 7292000	7292001	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 2, pediatrik, beyaz, 22F	25 
 -	7291000	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 1, infant, gri, halkasız, 15M	30 
 -	7290000	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 0, neonatal, mavi, halkasız, 15M	40 

Talebinizi iletin



Intersurgical Medikal Ürünler Limited, Nida Kule İş Merkezi, Bora Sok., Göztepe Merdivenköy Mah., No:1 Kat:7 34732, Kadıköy/Istanbul, Turkey
T: +90 216 468 8828 F: +90 216 357 0232 info@intersurgical.com.tr tr.intersurgical.com



Üretici Firma Intersurgical Ltd
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 ve
ISO 14001:2015 sertifikasına sahiptir

Lütfen çıktı almadan tekrar düşünün
Enerji ve kağıttan tasarruf edin.
Eğer bu bilgi formunun çıktısını almak isterseniz çift taraflı bastrın.

IS.31 TR • Yayın 3 02.20