



## Intersurgical i-flo™ Yüksek akış nazal kanül



Yoğun Bakım • i-flo - Yüksek akış nazal kanül

## Intersurgical i-flo™ - Yüksek akış nazal kanül

I-flo kanül, Intersurgical'ın Yüksek Akış Oksijen Tedavisi (HFOT) sağlamak için tasarlanmış tek kullanımlık hasta arayüzüdür. I-flo kanül üç boyutu mevcuttur ve hastane ortamında yetişkin hastalarda kullanım içindir.


HFOT, hipoksemik solunum yetmezliği olan hastalarda önemli bir solunum desteği modu haline gelmiştir ve daha geleneksel oksijen tedavilerine kıyasla bir dizi fayda sağladığı düşünülmektedir.

Bu faydaların şunları içerdiği gösterilmiştir:

- Oksijenlenmeyi iyileştirme
- Daha az nefes almayı sağlama
- İyileştirilmiş salgı kleransı
- İyileştirilmiş hasta toleransı
- Entübasyondan kaçınma<sup>[1]</sup>

I-flo kanül, Intersurgical'ın kapsamlı Yoğun Bakım solunum sistemleri ve arayüzlerini tamamlar ve rahatsız etmeyen tasarım, performans ve hasta konforuna odaklanılarak geliştirilmiştir.

I-flo, yüksek akış oksijen tedavisinin en uygun şekilde uygulanmasını sağlamaya yardımcı olmak için benzersiz özellik ve avantaj içerir.



[1] Masaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Resp.Care 2016 Apr;61(4):529-41



## Ayarlanabilir ve güvenli



I-flo un benzersiz, 180° dönebilen dirseği, yatak başı ekipmanının kolay ve rahat bir şekilde konumlandırılmasını sağlar.

I-flo klips ve kordon hortum yönetim sistemi, solunum sistemi hortumunu güvenli bir şekilde destekler ve hastanın kanül çıkışı veya rahatsızlığı endişesi olmadan serbestçe hareket etmesini sağlar.

## Rahat ve destekleyici



Anatomik yüz montaj tasarımı, kafa bantını hastanın kulaklarının üzerine yönlendirerek sürtünme ve rahatsızlığı en aza indirmeye yardımcı olur.

Esnek, yarı sert yüz montajı ayrıca bant basıncının hastanın yanaklarına eşit olarak dağıtılmasını sağlar. Bu, kanül stabilitesini ve desteğini artırır ve basınç sıcak noktalarının oluşmasını önlemeye yardımcı olur.





## Intersurgical i-flo™ kanül

Kod	Tanım	Kutu adedi
7300000	i-flo yüksek akış nazal kanül, küçük yetişkin	7
7301000	i-flo yüksek akış nazal kanül, orta yetişkin	7
7302000	i-flo yüksek akış nazal kanül, büyük yetişkin	7

Talebinizi iletin





i-flo kurulum videosu tr.intersurgical.com dan ulaşılabilir




## Tekli solunum sistemleri


Kod	Tanım	Kutu adedi
2060310	22mm Flextube tek ısıtıcı uzatma otomatik nemlendirme haznesi ve ekstra uzatma	7



Nemlendirme haznesi



Hortum yönetim klipsi



Intersurgical Medikal Ürünler Limited, Nida Kule İş Merkezi, Bora Sok.,  
Göztepe Merdivenköy Mah., No:1 Kat:7 34732, Kadıköy/İstanbul, Turkey  
T: +90 216 468 8828 F: +90 216 357 0232 info@intersurgical.com.tr tr.intersurgical.com



Üretici firma Intersurgical Ltd  
ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 ve  
ISO 14001:2016 onaylıdır

**Lütfen yazdırmadan önce düşünün**  
Enerji ve kağıdı koruyun  
Eğer yazdırmak zorunda iseniz çift  
tarafli yazdırınız

IS1.53 TR • Issue 1 12.20