



ClearLite™ anestezi yüz maskesi

Gelecek için net bir vizyon 




Anestezi ▪ Anestezi Yüz Maskesi

ClearLite™ anestezi yüz maskesi

Tüm hasta tiplerinin ve boyutlarının klinik gereksinimlerini karşılamak için yedi boyut içeren anestezi yüz maskesi serisi. Neonatal 0 numara ile büyük yetişkin 6 numarayı içeren seridir.

Gelişmiş anatomik tasarıma bağlı olarak, ClearLite maskesi, gereksiz rahatsızlık veya potansiyel travma riskini azaltarak, minimum basınçla üstün sızdırmazlık performansı sunar. Üstün

kavrama ile klinisyene hem anestezi hem de acil durumlarda hastanın optimum manuel ventilasyonu sağlamada yardımcı olacaktır.

ClearLite, PVC içermez ve ftalat içermez, böylece çevre üzerindeki etkiyi büyük ölçüde azaltır. 

Hafif maske

Klinisyen için kullanımda gelişmiş kavrama ve rahatlık sağlar

Anatomik yapı

Farklı yüz tipleri ve boyutları için kusursuz bir uyum sağlar. travma ve sinir hasarı riskini azaltan etkili kavrama elde etmek için gereken minimum basınç

Kristal berraklığında yapısı

Hastanın iyi perfüze olduğunu doğrulamak için mükemmel görünürlük sağlar

Esnek şişmeyen kaf

Rahat ve etkili hafif kavrama sağlar



Güvenli ve gizli bağlantı

Maske ve solunum sistemi arasında kullanılır. ISO 22mm konik bağlantı ISO 5356 ile uyumludur


Azaltılmış maske hacmi

Potansiyel yeniden solunmayı ve yüksek seviyelerde end tidal CO₂ ile ilişkili riskleri azaltır

Renk kodu

Konforlu, esnek conta doğru boyuttaki maskenin hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanmasını sağlamak için renk kodludur

Atık engelleme

Kanca halkasız kullanım 

Düşük çevresel etki















PVC ve ftalat içermez

Talebinizi iletin

Daha fazlasını bulun

 Videoyu seyredin



Kod	Kod halkasız	Tanım	Renk	Kutu adedi
7296000	7296001	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 6, ekstra büyük yetişkin, kırmızı, 22F		20 
7295000	7295001	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 5, büyük yetişkin, turuncu, 22F		35 
7294000	7294001	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 4, yetişkin, yeşil, 22F		35 
7293000	7293001	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 3, küçük yetişkin, sarı, 22F		35 
7292000	7292001	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 2, pediatrik, beyaz, 22F		25 
-	7291000	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 1, infant, gri, halkasız, 15M		30 
-	7290000	ClearLite, anestezi yüz maskesi, boyut 0, neonatal, mavi, halkasız, 15M		40 

 Daha düşük çevresel etkiye sahip ürün

IS5.31 TR • Issue 4 09.24



Intersurgical Medikal Ürünler Limited, Nida Kule İş Merkezi, Bora Sok., Göztepe Merdivenköy Mah., No:1 Kat:7 34732, Kadıköy/İstanbul, Turkey
T: +90 216 468 8828 info@intersurgical.com.tr www.intersurgical.com.tr



Üretici firma Intersurgical Ltd
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 ve MDSAP onaylıdır

Lütfen yazdırmadan önce düşünün
Enerji ve kağıdı koruyun.
Eğer yazdırmak zorunda iseniz çift taraflı yazdırınız.